

Dyna med tätskikt

Dynbas under  
tätskikt



## Dyna Nima 600 SKIKT Tæt

### Beskrivning

Dynan är avsedd för brukare som behöver en vätsketät och tryckfördelande dyna med god komfort över hela sittytan. Dynans bas har anatomisk form med sittgrop samt ett två cm mjukt lager skum i toppskikt för ytterligare tryckfördelning, dynans skum är mjukt och anpassar sig till brukaren och låter denne sjunka ned i dynan. Hela dynan består av tryckfördelande material vilket gör detta till en dyna som ger ett behagligt och tryckfördelande sittande.

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Dynan levereras färdig att tas i bruk utan inställning eller justering.

Dynan är avsedd att användas i rullstol och andra sittmöbler efter individuell utprovning

### Tillbehörsförteckning

- Extra Inkontinensskyddat  
överdrag finns som tillbehör

Tryckfördelande allrounddyna med anatomisk form. Dynan är täckt av ett lager Polyuretanbelagd polyester vilket gör den vätsketät.

### Teknisk Specifikation/varudeklaration

#### Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen, toppskikt av mjuk polyester. Dynbasen är försedd med ett vätsketätt men ånggenomsläppligt polyuretanskikt.

Överdrag: Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år, förväntad livslängd 5 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745. Medicinteknisk produkt klass I enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR)

Kategori 12 25 06, ISO-kod: 12 25 06 sittdyna

tryckfördelande.

Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR (EU)

2017/745, baserat på GS1-systemet (GTIN). Varje storlek

har ett unikt UDI-DI kopplat till respektive artikelnummer.

(t.ex. artikel 600ST4545 = GS1-kod 7333376006912)

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2 kg beroende på storlek

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive 45x45 cm

Max 200 kg i storlekar större än 45x45 cm upp till 50x45 cm

Max 250 kg i storlekar 50x45 cm och större

Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som hängmattesits samt i hörnen bak för rullstolens rör.

#### Tvättråd

Dynbasen kan ytdesinficeras med på

marknaden förekommande medel men ej

tvättas i maskin. Pu "påsen" som täcker dynan är lätt att

tex sprita av eller torka med annan desinfektion och

torkar omedelbart.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.



Tvättråd  
Överdrag:  
Tvättråd  
Dyna:



Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen.

2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.

3. Dynan kommer färdig i förpackning och kräver inga inställningar.

4. Rengöring och skötsel: Dynan är försedd med vätsketätt ytskikt. Detta är väldigt enkelt att sprita av eller tvätta av med andra i vården förekommande medel.

Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp. För rekonditionering mellan två brukare, följ ovan.

5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart