



Nima Hygienhätta

Hättan är framtagen för att användas ovanpå befintliga överdrag för att förbättra hygien på allmänna platser där fler än en person sitter på samma dyna

Hättan används också med fördel på dynor som endast används av en brukare men där dynans överdrag ofta blir ohygieniskt pga inkontinens eller spill.

Hättan kan enkelt torkas av eller desinficeras vid inkontinens eller spill. Den släta ytan gör att smuts och lukt får svårare att få fäste samt ger ett bättre motstånd mot bakteritillväxt än ett standard tyg överdrag.

Det är väldigt enkelt att trä hättan ovanpå befintligt överdrag på en dyna vilket gör processen att ta av, tvätta och trä på hättan betydligt snabbare än motsvarande procedur på ett dynöverdrag.

Brukarinformation/bruksanvisning/brukarvägledning:

Hättan kommer färdig i sin förpackning. Den skall placeras med den blåa "gummiliknande" sidan uppåt

Destruering.

Dyna som skall destrueras sorteras under brännbart.

Fakta:

Inkontinenshätta av PU-belagd polyester

Materialet Pu belagd polyester ångandas men skyddat mot vätska. Det är lätt att torka av och hålla luktfritt. Det är samma material som normalt används inom vårdens hygienmadrasser.

Brukarvikt:

Följ anvisningar på dynan som används under skyddet

Testad för öppen låga och cigarett.
CE märkt produkt.

Tvättråd:

Tvättas i upp till 90 graders maskintvätt och kan torkas i torkskåp eller tumlare